


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Pkc Delta Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q05655

Numero articolo: CM0013187



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PKC delta (nPKC-delta, Q05655) convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con essere umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca su apoptosi, cancro e segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PKC delta Rabbit pAb
Note/Alias	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; PKC delta
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5580
ID gene	5580
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 della PKC delta umana (NP_006245.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q05655
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio