


Anticorpo Policlonale Rabbit Per Pklr Per Wb E Elisa - P30613

Numero articolo: CM0016282



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit per PKLR validato per Western blot e ELISA. Riconosce PKLR umano, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sulla glicolisi e sul metabolismo del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PKLR Rabbit pAb
Note/Alias	PK1; PKL; RPK; PKRL; PKLR
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5313
GeneID	5313
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 446-556 della PKLR umana (NP_000289.1)
Origine	Coniglio (Rabbit)
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P30613
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio