


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Specifico Per Pkm1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P14618

Numero articolo: CM0002518



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per PKM1 validato per WB, IHC-P, ELISA. Mirà all'isoforma adulta della piruvato chinasi, coinvolta nella glicolisi. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per ricerche sul metabolismo e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio specifico per PKM1
Osservazioni/Alias	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; specifico per PKM1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5315
GeneID	5315
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 350-450 del PKM1 umano (NP_001193728.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P14618
Peso proteico	58 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio