


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Specifico Per Pkm1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14618

Numero articolo: CM0022070



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce specificamente PKM1 umano (isoforma M1 della piruvato chinasi). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio della glicolisi e del metabolismo energetico nei tessuti adulti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio specifico per PKM1
Note/Alias	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; specifico per PKM1
Specie	Uomo
GeneID	5315
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 della regione specifica per PKM1 umano (NP_001193728.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P14618
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante