


Plod3 Rabbit Mab - O60568

Numero articolo: CM0002894



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio ad alta specificità mirato a PLOD3/LH3 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Ideale per lo studio dell'idrossilazione della lisina del collagene, della glicosilazione e della biologia della membrana basale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PLOD3 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	LH3; PLOD3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8985
Gene ID	8985
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-306 di PLOD3 umano (NP_001075.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	O60568
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio