

Anticorpo Policlonale Coniglio Motivo PlxIS

Numero articolo: CM0020705

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting il motivo plxIS, derivato da un peptide sintetico. Validato per Western blot (WB) e applicazioni ELISA con reattività crociata umana. Ideale per la ricerca sulle proteine contenenti il motivo plxIS.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Anticorpo policlonale coniglio motivo plxIS
Immunogeno	Un peptide sintetizzato derivato dal motivo plxIS
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
Spedizione	Borsa del ghiaccio