

Anticorpo Policlonale Pmpcb Da Coniglio Per Western Blot E Elisa - 075439

Numero articolo: CM0026606

introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio contro la subunità beta della peptidasi di processazione mitocondriale (PMPCB) per applicazioni Western blot e ELISA. Riconosce PMPCB umano, di topo e di ratto; adatto per la ricerca sull'importazione e la processazione delle proteine mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PMPCB Rabbit pAb
Note/Alias	MAS1, MPPB, P-52, MPP11, MPPP52, Beta-MPP, PMPCB
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9512
ID Gene	9512
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-380 della PMPCB umana (NP_004270.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075439
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio