


Anticorpo Monoclonale Coniglio Pms2 Per Wb, Elisa - P54278

Numero articolo: CM0010028



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio ad alta specificità mirato al PMS2 umano, validato in Western blot ed ELISA. Essenziale per gli studi sulla riparazione del mismatch del DNA e la ricerca sulla sindrome di Lynch. Rileva una banda a 96 kDa (UniProt P54278).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PMS2 mAb coniglio
Osservazioni/Alias	MLH4, PMS-2, PMSL2, HNPCC4, LYNCH4, MMRC54, PMS2CL, PMS2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5395
GeneID	5395
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 del PMS2 umano (P54278)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P54278
Peso proteico	96kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio