


Pnmt Pab Coniglio - P11086

Numero articolo: CM0030876



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit PNMT per applicazioni WB ed ELISA. Rileva la feniletanolamina N-metiltransferasi umana e di topo (31 kDa), un enzima chiave nella biosintesi delle catecolamine. Adatto per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PNMT PAb Coniglio
Note/Alias	PENT, PNMTase, PNMT
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5409
GeneID	5409
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-282 della PNMT umana (NP_002677.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	P11086
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio