

Pnn Rabbit Pab Per Wb, Elisa - Q9H307

Numero articolo: CM0022751

introduzione

Anticorpo policlonale PNN di coniglio validato per WB ed ELISA. Riconosce la PNN umana e di ratto, un attivatore trascrizionale e fattore di splicing coinvolto nell'adesione cellulare e nella soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PNN Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DRS; DRSP; SDK3; memA; PNN
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5411
GeneID	5411
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della PNN umana (NP_002678.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9H307
Peso proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio