


Polr2A Rabbit Pab Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa, Chip - P24928

Numero articolo: CM0016690



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro la subunità RPB1 della RNA polimerasi II diretta dal DNA (POLR2A). Validato per applicazioni WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA e ChIP, con reattività crociata confermata con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sulla trascrizione e sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	POLR2A Rabbit pAb
Note/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpiLS; hsRPB1; hRPB220; POLR2A
Specie	Uomo
GeneID	5430
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-260 della POLR2A umana (NP_000928.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P24928
Peso della proteina	217 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio