


Polr2E Coniglio Pab - P19388

Numero articolo: CM0019385



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la subunità comune dell'RNA polimerasi umana POLR2E (RPB5/RPABC1). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	POLR2E Coniglio pAb
Note/Alias	RPB5; XAP4; RPABC1; hRPB25; hsRPB5; POLR2E
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5434
Gene ID	5434
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 di POLR2E umano (NP_002686.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P19388
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio