


Polr2I Pab Di Coniglio - P36954

Numero articolo: CM0020312



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la subunità RPB9 della RNA polimerasi II diretta dal DNA (POLR2I) per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e topo; si integra nella ricerca sulla trascrizione della Pol II.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	POLR2I pAb di coniglio
Note / Alias	RPB9; hRPB14.5; POLR2I
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5438
ID gene	5438
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-125 di POLR2I umana (NP_006224.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P36954
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio