


Pp2A Alfa/Beta Mab Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P67775 / P62714

Numero articolo: CM0009734



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PP2A alfa/beta validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con le subunità catalitiche della PP2A umana, murina e di ratto, essenziale per la ricerca sull'attività delle serina/treonina fosfatasi e sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PP2A alfa/beta mAb di coniglio
Note/Alias	PP2Abeta; PP2CB; PP2A alfa + beta
Specie	Umana
GeneID (umana)	5515/5516
GeneID	5515/5516
Immunogeno	Peptide sintetico: Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-309 della PP2A alfa + beta umana (P62714)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P67775/P62714
Peso proteico	36 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio