

Pab Coniglio Anti-Ppa2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H2U2

Numero articolo: CM0018826

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-PPA2 convalidato per Western Blot, Immunofluorescenza e ELISA. Reagisce in modo crociato con PPA2 di uomo, topo e ratto. Strumento essenziale per lo studio della pirofosfatasi mitocondriale e del metabolismo energetico cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio anti-PPA2
Annotazioni/Altri nomi	SCF1; SCFA1; HSPC124; SID6-306; PPA2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	27068
GeneID	27068
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 33-100 della PPA2 umana (NP_008834.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H2U2
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio