

Ppar α Pab Di Coniglio - Q07869

Numero articolo: CM0028140



introduzione

PPAR α pAb di coniglio validato per WB, ELISA. Riconosce PPAR α umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico e sui recettori nucleari. Materia prima IVD affidabile da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PPAR α pAb di coniglio
Note / Alias	PPAR; NR1C1; hPPAR; PPARalpha; PPAR-alpha; PPAR α
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5465
GeneID	5465
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-92 della PPAR α umana (NP_005027.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q07869
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio