

Ppbp Mab Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P02775

Numero articolo: CM0006050



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-PPBP di alta qualità di CamelBio, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Bersaglia la proteina basica piastrinica umana (CXCL7/NAP-2). Ideale per applicazioni di ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PPBP mAb coniglio
Note/Alias	PBP; TC1; TC2; TGB; LDGF; MDGF; TGB1; B-TG1; CTAP3; CXCL7; NAP-2; SCYB7; THBGB; LA-PF4; THBGB1; Beta-TG; CTAPIII; CTAP-III; PPBP
Specie	Umana
GeneID (umano)	5473
GeneID	5473
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 59-128 della PPBP umana (NP_002695.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P02775
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio