


Ppih Pab Di Coniglio - O43447

Numero articolo: CM0018600



introduzione

Anticorpo policlonale ricombinante di coniglio che bersaglia la PPIH umana (CypH), validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. La PPIH è una peptidil-prolil isomerasi e componente dello spliceosoma, ideale per la ricerca sullo splicing e sulle chaperone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PPIH pAb di coniglio
Annotazioni / Alias	CYPH; CYP-20; USA-CYP; SnuCyp-20; PPIH
Specie	Umana
ID gene (Umano)	10465
ID gene	10465
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43447
Peso proteico	19 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio