


Ppil1 Pab Di Coniglio - Q9Y3C6

Numero articolo: CM0015450



introduzione

PPIL1 pAb di coniglio è un anticorpo policlonale convalidato per Western blot e ELISA. Riconosce la proteina PPIL1 (CYPL1) umana, una peptidil-prolil isomerasi associata allo spliceosoma coinvolta nello splicing dell'mRNA e nello sviluppo cerebrale. Presenta reazione crociata con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PPIL1 pAb di coniglio
Annotazioni / Alias	CYPL1; PCH14; hCyPX; PPIase; CGI-124; PPIL1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	51645
GeneID	51645
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-166 della PPIL1 umana (NP_057143.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y3C6
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio