


## Ppil2 Pab Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q13356

Numero articolo: CM0027240



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio PPIL2 di alta qualità validato per applicazioni Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso uomo e topo. Ideale per lo studio della funzione della ubiquitina ligasi nello splicing e nella degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | PPIL2 pAb di coniglio                                                                                                          |
| Note/Alias          | CYC4; CYP60; UBOX7; Cyp-60; hCyP-60; PPIL2                                                                                     |
| Specie              | Uomo                                                                                                                           |
| GeneID (Uomo)       | 23759                                                                                                                          |
| GeneID              | 23759                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 della PPIL2 umana (NP_680481.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reattività crociata | Uomo, Topo                                                                                                                     |
| SWISS               | Q13356                                                                                                                         |
| Peso proteico       | 59kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                          |