

Anticorpo Policlonale Ppl Coniglio Per Wb, If-P, Elisa - O60437

Numero articolo: CM0018080



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Periplachina (PPL) validato per WB, IF-P e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della biologia dell'involucro cornificato e dei desmosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PPL Rabbit pAb
Note/Alias	PPL
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5493
GeneID	5493
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 della PPL umana (NP_002696.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O60437
Peso proteico	205kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio