

Ppm1G Mab Di Coniglio Per Wb E Elisa - O15355

Numero articolo: CM0003623

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro PPM1G umano (PP2Cγ). Validato per WB e ELISA, questo anticorpo rileva una fosfatasi da 59 kDa coinvolta nella segnalazione cellulare. Adatto per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PPM1G mAb di coniglio
Note/Alias	PP2CG; PPP2CG; PP2CGAMMA; PPM1G
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	5496
GeneID	5496
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 301-450 di PPM1G umano (O15355)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	O15355
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio