


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ppp1Cc Per Wb Ed Elisa - P36873

Numero articolo: CM0022179



introduzione

PPP1CC Rabbit pAb, un anticorpo policlonale contro la subunità catalitica della serina/treonina-proteina fosfatasi PP1-gamma umana. Convalidato per WB ed ELISA, adatto per la ricerca sul ciclo cellulare, il ritmo circadiano e la via di segnalazione MAPK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PPP1CC Rabbit pAb
Note/Alias	PP1C, PP-1G, PPP1G, PPP1CC
Specie	Umana
GeneID	5501
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-323 della PPP1CC umana (NP_002701.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P36873
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio