


Anticorpo Monoclonale Coniglio Prkra/Pact Per Wb, Ihc-P, Elisa - O75569

Numero articolo: CM0004133



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si lega a PRKRA/PACT umano (O75569). Validato per Western blot, IHC-P ed ELISA; cross-reattività con topo e ratto. Adatto per studi sulla segnalazione PKR, sul silencing dell'RNA e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRKRA/PACT mAb coniglio
Note/Alias	RAX; PACT; DYT16; HSD14; PRKRA/PACT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8575
GeneID	8575
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 214-313 di PRKRA/PACT umano (O75569).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O75569
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio