

Anticorpo Policlonale Coniglio Prmt1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99873

Numero articolo: CM0017484



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio PRMT1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con Umano, Mouse, Ratto. Bersaglio Proteina arginina N-metiltransferasi 1 (UniProt: Q99873). Ideale per ricerche epigenetiche e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRMT1 Rabbit pAb
Note/Alias	ANM1; HCP1; IR1B4; HRMT1L2; PRMT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3276
GeneID	3276
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 270-371 del PRMT1 umano (NP_001527.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q99873
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio