


Pro-Glucagone Rabbit Pab Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Numero articolo: CM0015629



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il Pro-glucagone, il precursore di glucagone, GLP-1 e GLP-2. Le applicazioni includono WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo del glucosio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Pro-glucagone Rabbit pAb
Note/Alias	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1; Pro-glucagone
Specie	Umano
ID Gene	2641
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-89 del Pro-glucagone umano (NP_002045.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01275
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio