

Prodh Rabbit Pab Per Wb E Elisa - O43272

Numero articolo: CM0028298

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-PRODH per Western blot e ELISA. Rileva la prolina deidrogenasi 1 endogena di origine umana, mouse e ratto. Il bersaglio è un enzima mitocondriale centrale nel metabolismo della prolina, associato a cancro e schizofrenia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRODH Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	POX; PIG6; HSPOX2; PRODH1; PRODH2; TP53I6; PRODH
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5625
ID gene	5625
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 321-600 della PRODH umana (NP_057419.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	O43272
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio