

Anticorpo Monoclonale Rabbit Per Progesterone Per Applicazioni Db E Elisa - A26215

Numero articolo: CM0009733

introduzione

L'anticorpo monoclonale rabbit per progesterone (Cod. Cat. A26215) è un reagente indipendente dalla specie, adatto per dot blot (DB) e ELISA. Questo anticorpo supporta la rilevazione del progesterone nello sviluppo di dosaggi ormonali e nella ricerca diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	mAb Rabbit per Progesterone
Note/Alias	Progesterone
Immunogeno	Composti chimici corrispondenti al Progesterone.
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	DB, ELISA
Reattività Crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Sacco di ghiaccio