


Proteasoma 20S Lmp7 Rabbit Pab - P28062

Numero articolo: CM0021742



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la subunità umana LMP7 del Proteasoma 20S (PSMB8, 30kDa). Validato per WB e ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'immunoproteasoma e sul processamento antigenico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Proteasoma 20S LMP7 Rabbit pAb
Note / Alias	JMP; ALDD; LMP7; NKJO; D6S216; PRAAS1; PSMB5i; RING10; D6S216E; Proteasoma 20S LMP7
Specie	Umana
GeneID (umano)	5696
GeneID	5696
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 167-276 del Proteasoma 20S LMP7 umano. (NP_683720.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P28062
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio