

Proz Pab Di Coniglio - P22891

Numero articolo: CM0023966



introduzione

Anticorpo policlonale diretto contro la proteina Z dipendente dalla vitamina K. Convalidato per Western blot e ELISA; reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla coagulazione e l'emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PROZ pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	PZ; PROZ
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	8858
ID gene	8858
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-340 della PROZ umana (NP_003882.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P22891
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio