

Prpf31 Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q8Wwy3

Numero articolo: CM0007011



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che riconosce U4/U6 snRNP Prp31, una proteina core dello spliceosoma. Convalidato per applicazioni di WB ed ELISA su campioni umani; 55 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PRPF31 Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	RP11, PRP31, SNRNP61, NY-BR-99, PRPF31
Specie	Umano
GenelD (Umano)	26121
GenelD	26121
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 della proteina umana PRPF31 (Q8WWY3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8WWY3
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio