


Prpf4 Mab Coniglio - O43172

Numero articolo: CM0006669



introduzione

PRPF4 mAb coniglio è un anticorpo monoclonale che bersaglia PRPF4 umano (proteina U4/U6 snRNP da 60 kDa). Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per ricerche sullo splicing e studi sulla retinite pigmentosa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRPF4 mAb coniglio
Note/Alias	PRP4; RP70; HPRP4; Prp4p; HPRP4P; SNRNP60; PRPF4
Specie	Uomo
ID genico	9128
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 450-522 di PRPF4 umano (NP_004688.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43172
Peso proteico	58 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio