


Prpf8 Coniglio Pab - Q6P2Q9

Numero articolo: CM0025533



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira all'umano PRPF8, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sullo spliceosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PRPF8 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PRP8; RP13; HPRP8; PRPC8; SNRNP220; PRPF8
Specie	Umano
GeneID (umano)	10594
GeneID	10594
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'umano PRPF8 (NP_006436.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6P2Q9
Peso Proteico	274kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio