

Prrt2 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q7Z6L0

Numero articolo: CM0024422

introduzione

PRRT2 Anticorpo Policlonale di Coniglio validato per WB ed ELISA. Reagisce con PRRT2 umano e murino, un regolatore del rilascio di neurotrasmettitori coinvolto nella trasmissione sinaptica. Ideale per la ricerca neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PRRT2 Anticorpo Policlonale di Coniglio
Note/Alias	PKC; EKD1; ICCA; BFIC2; BFIS2; DSPB3; DYT10; FICCA; IFITMD1; PRRT2
Specie	Umano
GenelD (umano)	112476
GenelD	112476
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-130 di PRRT2 umano (NP_660282.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q7Z6L0
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio