

Anticorpo Policlonale Coniglio Prss2 Per Wb E Elisa - P07478

Numero articolo: CM0027671



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio PRSS2 per Western blot e ELISA, reattivo con umano e topo. PRSS2 (Trypsina-2) è una serina proteasi secreta coinvolta nel processamento delle defensine nell'ileo. Ideale per la ricerca sugli enzimi digestivi e sulle cellule di Paneth.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	PRSS2 Rabbit pAb
Note/Alias	TRY2; TRY8; TRYP2; PRSS2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5645
ID Gene	5645
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-247 di PRSS2 umano (NP_002761.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P07478
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio