

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Per Pseudouridina / 5-Ribosil-Uracile Per Applicazioni Db Ed Elisa

Numero articolo: CM0000045

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico contro la pseudouridina (5-ribosil-uracile) per applicazioni di dot blot e ELISA. Ideale per la ricerca in epitrascrittomica e l'analisi delle modifiche dell'RNA. Disponibile da CamelBio come materia prima IVD affidabile.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio per Pseudouridina / 5-ribosil-uracile
ID Gene (CAS)	CAS: 1445-07-4
Immunogeno	Composti chimici corrispondenti a Pseudouridina / 5-ribosil-uracile / Y
Origine	Coniglio
Categoria	Altri Anticorpi Modificati
Applicazione	DB, ELISA
Reattività Incrociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Sacchetto refrigerante