

Anticorpo Policlonale Rabbit Contro La Pseudouridina (5-Ribosiluracile) Per Dot Blot E Elisa

Numero articolo: CM0000042

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro la pseudouridina/5-ribosiluracile, un nucleoside modificato. Convalidato per dot blot e ELISA con reattività indipendente dalla specie. Ideale per applicazioni di ricerca epitranscrittomica e diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Pseudouridina / 5-ribosiluracile Rabbit pAb
Immunogeno	Composti chimici corrispondenti a Pseudouridina / 5-ribosiluracile / Y
Origine	Rabbit
Categoria	Altri anticorpi modificati
Applicazione	DB, ELISA
Reattività crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Sacco di ghiaccio