


Psma7 Coniglio Pab - O14818

Numero articolo: CM0025814



introduzione

Anticorpo policlonale PSMA7 da coniglio validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Soggetto: subunità alfa tipo-7 del proteasoma, 28kDa, coinvolto nella degradazione proteica e nella regolazione cellulare. Ideale per la ricerca sul proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	PSMA7 Coniglio pAb
Note/Alias	C6; HSPRC; RC6-1; XAPC7; HEL-S-276; PSMA7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5688
GeneID	5688
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-248 del PSMA7 umano (NP_002783.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14818
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio