


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Psmc3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P17980

Numero articolo: CM0020199



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PSMC3 validato per Western blot, immunoistochimica ed ELISA. Rileva PSMC3 umano, murino e di ratto, una subunità regolatrice chiave del proteasoma 26S. Ideale per gli studi sulla via ubiquitina-proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PSMC3 pAb di coniglio
Note/Alias	RPT5; TBP1; DCIDP; PSMC3
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	5702
ID del gene	5702
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 del PSMC3 umano (NP_002799.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P17980
Peso della proteina	49 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante