

Anticorpo Policlonale Psmd12 Da Coniglio Per Wb, Elisa - 000232

Numero articolo: CM0029241



introduzione

Anticorpo policlonale PSMD12 da coniglio validato per WB e ELISA. Rileva PSMD12 (subunità regolatoria non ATPasica del proteasoma 26S 12) umano, di topo e di ratto, una componente chiave del sistema ubiquitina-proteasoma. Ideale per la ricerca sul proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PSMD12 Rabbit pAb
Note/Alias	p55; Rpn5; STISS; PSMD12
Specie	Umano
ID gene (Umano)	5718
ID gene	5718
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 197-456 della PSMD12 umana (NP_002807.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	000232
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato