


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Psmd14 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00487

Numero articolo: CM0005148



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per PSMD14 umano (UniProt O00487), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studiare la funzione del proteasoma, la degradazione proteica e la riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio PSMD14
Note/Alias	PAD1; POH1; RPN11; PSMD14
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10213
GenelD	10213
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 112-210 di PSMD14 umano (O00487)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00487
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio