

Psmd8 Pab Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P48556

Numero articolo: CM0028246



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio verso PSMD8, una subunità regolatoria non-ATPasi del proteasoma 26S. Validato per applicazioni WB, IF/ICC e ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla via ubiquitina-proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PSMD8 pAb di coniglio
Note/Alias	S14; p31; HIP6; HYPF; Nin1p; Rpn12; HEL-S-91n; PSMD8
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5714
GeneID	5714
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 101-350 della PSMD8 umana (NP_002803.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P48556
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio