

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Psph Per Wb, Elisa - P78330

Numero articolo: CM0007164



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PSPH di alta qualità, validato per WB ed ELISA. Reagisce con antigeni umani, murini e di ratto. Ha come bersaglio la fosfoserina fosfatasi, un enzima chiave nella biosintesi della L-serina. Ideale per studi sul metabolismo e sui disturbi neurologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PSPH
Note/Alias	PSP; PSPHD; PSPH
Specie	Uomo
ID del gene	5723
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-225 della PSPH umana (NP_004568.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P78330
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio