

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ptbp1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26599

Numero articolo: CM0008252



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro PTBP1 umano (hnRNP I), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva PTBP1 umano e murino, con una banda attesa a 60 kDa. Ideale per studi sullo splicing dell'RNA e sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PTBP1
Note/alias	PTB, PTB2, PTB3, PTB4, pPTB, HNRPI, PTB-1, PTB-T, HNRNPI, HNRNP-I, PTBP1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	5725
GeneID	5725
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di PTBP1 umano (P26599)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P26599
Peso della proteina	60 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante