


Ptbp2 Coniglio Pab Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uka9

Numero articolo: CM0026986



introduzione

PTBP2 Coniglio pAb è un anticorpo policlonale convalidato per WB, IHC-P ed ELISA, mirato al PTBP2 umano, con reattività crociata verso topo e ratto; ideale per la ricerca sullo splicing e sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PTBP2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	nPTB; PTBLP; brPTB; PTBP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	58155
GeneID	58155
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-280 del PTBP2 umano (NP_001287918.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UKA9
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio