

Ptpn22 Rabbit Pab Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2R2

Numero articolo: CM0012883



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a PTPN22 (LYP), un importante regolatore negativo della segnalazione TCR. Ideale per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto per lo studio delle malattie autoimmuni e della segnalazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PTPN22 Rabbit pAb
Note/Alias	LYP; PEP; LYP1; LYP2; PTPN8; PTPN22.5; PTPN22.6; PTPN22
Specie	Umano
GeneID	26191
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-90 di PTPN22 umano (NP_036543.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2R2
Peso proteico	92kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio