


Anticorpo Policlonale Coniglio Ptpn5 Per Wb, If/Icc, Elisa - P54829

Numero articolo: CM0019337



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti PTPN5 (STEP) validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Bersaglia una fosfatasi chiave nella plasticità sinaptica e nelle vie di sopravvivenza neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PTPN5 Rabbit pAb
Note/Alias	STEP; STEP61; PTPSTEP; PTPN5
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	84867
GeneID	84867
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 190-307 di PTPN5 umano (NP_116170.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P54829
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio