

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ptpa Per Wb Ed Elisa - P18433

Numero articolo: CM0015286



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PTPRA umano, validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Rileva PTPRA di topo e ratto, adatto per la ricerca sulla segnalazione delle integrine e sulle adesioni focali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PTPRA pAb di coniglio
Note/Alias	LRP; HLPR; PTPA; HEPTP; HPTPA; RPTPA; PTPRL2; HPTPalpha; R-PTP-alpha; PTPRA
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	5786
ID del gene	5786
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 175-295 di PTPRA umano (NP_543030.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P18433
Peso della proteina	91 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante