


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ptprg Per Wb Ed Elisa - P23470

Numero articolo: CM0016035



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PTPRG di alta qualità, validato per WB ed ELISA. Ottenuto contro PTPRG umano ricombinante (aa 250-450). Rileva PTPRG umano, murino e di ratto, una tirosina-proteina fosfatasi gamma di tipo recettoriale con un peso molecolare di 162 kDa. Ideale per la ricerca sulle fosfatasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PTPRG pAb di coniglio
Note/Alias	PTPG; HPTPG; RPTPG; R-PTP-GAMMA; PTPRG
Specie	Umana
ID del gene	5793
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-450 del PTPRG umano (NP_002832.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina, di ratto
SWISS	P23470
Peso della proteina	162 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante