


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Ptpro Per Wb Ed Elisa - Q16827

Numero articolo: CM0028521



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PTPRO umano (Receptor-type tyrosine-protein phosphatase O) validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per la ricerca sulla malattia renale e sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PTPRO Rabbit pAb
Note/Alias	NPHS6; PTPU2; GLEPP1; PTP-OC; PTP-U2; PTPROT; R-PTP-O; PTPRO
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5800
ID Gene	5800
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-300 di PTPRO umano (NP_109592.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q16827
Peso Proteico	138kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio